

GAP-skenan



När vi skapade GAP-skenan förenade vi klassisk tandteknik med en rejäl nypa nytänkande. Resultatet blev en mycket bekväm och effektiv antiapné-skena som snabbt går att sätta på plats. Det går att gapa obehindrat med den utan att effekten minskar. GAP-skenan har utvecklats av oss och tillverkas här i Sverige med beprövade tandtekniska material som är lätta att justera och anpassa vid behov.

Utformningen gör det möjligt att kompensera för mindre avvikelser vid bettregistreringen och modellframställning. De smidiga byglarna i sidopartiet gör det enkelt att justera graden av protrusion då det behövs. De små buckala stopp som finns på sidorna i ÖK kan lätt finjusteras med kompositmaterial.

Skenan är lätt att placera i munnen; först överkakens del och sedan underkakens. För att det ska gå så smidigt som möjligt underlättar det om patienten för fram sin underkäke lite grann.

Med GAP-skenans tvådelade utformning får man ett bättre luftflöde och det är inga problem att prata eller dricka. Det går även utmärkt att använda den även vid en förkylning.

