

## Beställningsedel med anvisningar & förklaring

Beställare (NAMN, ADRESS & SIGN, glöm ej MEJLADRESS)

Tdl sign.

Personnummer

Patientnamn

Avtrycksdatum

Leveransdatum och tid (Gärna 10 arbetsdgr)

Avtrycksdatum

Leveransdatum och tid 2

Avtrycksdatum

Leveransdatum och tid 3

Färg

Arbets-  
sedlar?

Kartonger?

### Typ av arbete:

Laboratoriets anteckningar:

M G I A B P L S K P

Härmed intygas att denna specialanpassade produkt är framtagen för denna patient enligt de väsentliga kraven i bilaga 1, LVFS 2003:11 Slutkontrollerad av:

Detta dokument skannas och sparas elektroniskt i fem år.

Eventuell avvikelse rapport bifogas här:



**Avtryckstips  
se baksidan**

**Besöksadress i  
Stockholm:  
Armfeltsgatan 26  
(Nära Karlaplan)**

Postadress:  
Torbjörns Team KB  
Vikingavägen 13  
136 38 HANDEN

[info@torbjornsteam.se](mailto:info@torbjornsteam.se)  
08-500 116 11

Tandreglering  
Sköna Skenor  
Sportskydd  
Apnéskenor  
Tandblekning

Bettskena? Visa med ett kryss vad vi skall betona mest.

Smidighet  
& Komfort

Bett-  
fysiologisk  
funktion

### Clear Aligner

Osynlig tandreglering  
från ditt lokala labb.

### GAP-skenan

Apnéskenan som är  
lätt att tycka om!



Torbjörns Team KB

Frankeras ej  
mottagaren  
betalar portot

SVARSPOST  
20681236  
136 20 Haninge

(Klipp vid behov ut, och fäst på lämplig kartong)



## Checklista för avtryck & index – i korthet

Kapitlen hänvisar till den djupgående listan som du enkelt kan hitta på [www.torbjornsteam.se](http://www.torbjornsteam.se)

### *Innan patienten kommer, se till...*

- ✓ Att de i teamet du eventuellt delegerar till, är väl instruerade. (se kap 1-14)
- ✓ Att bra avtrycksskedar av alla storlekar finns på plats. (se kap 1)
- ✓ Att avtrycksmaterial finns på plats. Gärna silikon eller polyeter för bättre precision och hållbarhet.
- ✓ Att läsa tillverkarens instruktioner för avtrycksmaterialet. Varje fabrikat har sina egna. (se kap 3)
- ✓ Att nödvändig värmekälla (t.ex. gasbrännare) för indexvärmning finns på plats. (se kap 11-13)

### *När patienten har kommit, se till...*

- ✓ Att patienten blir informerad om avtryckstagningens olika moment: Tungplacering (se kap 2). Trestegsmetoden för separering utan obehag. (se kap 8)
- ✓ Att avtrycksskeden ger plats för alla tänder som har betydelse för arbetet. (se kap 1)
- ✓ Att avtrycksmassan blandas enligt tillverkarens instruktioner. (se kap 3)
- ✓ Att avtrycksskeden fylls i sin helhet, så att det bildas ett rejält överskott. (se kap 4)
- ✓ Att avtrycksskeden trycks på plats i ett moment, hela vägen över tänderna i en jämn vertikal rörelse. (se kap 6)
- ✓ Att avtrycksskeden hålls stadigt ända tills massan har stelnat. (se kap 6)
- ✓ Att avtrycket, efter den initiala stelningen, får sitta kvar en liten stund till. (se kap 7)
- ✓ Att avtrycket avlägsnas med "trestegsmetoden". (se kap 8)
- ✓ Att avtrycket inspekteras noga för att undersöka om det ser pålitligt ut (se kap 9) : *Att det bildats rejäla överskott. Att massan sitter helt fast i avtrycksskeden. Att tänderna avbildats skarpt och tydligt. Att inga sprickor syns i massan vid tuggytan eller incisalt.*
- ✓ Att avtryckstagningen görs om vid behov. (se kap 9)
- ✓ Att bettregistreringsvallen har tillräcklig utsträckning och tjocklek för att få tydliga impressioner av samtliga tänder i bettet. (se kap 11-13)
- ✓ Att det färdiga indexet inte är genombitet utan har en tjocklek i närheten av den blivande skenans. (se kap 12-13)
- ✓ Att vaxvallen inte glidit innanför eller utanför tandradernas tuggytor. (se kap 11-13)
- ✓ Att patienten inte har skjutit fram underkäken, indexet ska snarare återge ett läge strax framför RP. ( kap 11-12)
- ✓ Att indexet beskärs så mycket att du kan bedöma om det är användbart. (se kap 11-13)
- ✓ Att mittlinjen inte har förskjutits. (se kap 11-13)
- ✓ Att ytterligare index görs vid minsta tvekan. (se kap 11-13)

### *När patienten har gått, se till...*

- ✓ Att alginatavtryckens onödiga överskott skärs bort. (se kap 10)
- ✓ Att avtrycken desinficeras och packas i plastpåse med lite extra fukt. (se kap 14)
- ✓ Att påsen blir helt försluten. (se kap 14)
- ✓ Att avtrycken packas så att de inte deformeras under transporten. (se kap 14)
- ✓ Att samtliga index som tagits får följa med till labb och packas så att de inte skadas. (se kap 14)
- ✓ Att beställningssedeln fylls i med all nödvändig information.